




NEU
KOMPATIBILITÄTEN
VERFÜGBAR
2024







Kompatibilitäten GALIMPLANT®

Serie 3A MULTI-POSITION ÄSTHETISCH® [ø3.8]





SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL

Plattform	Höhe (mm)		
ø3.8	10	IPD/3A-SR-00	IPD/3A-SR-01

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.



Ti-BASE Custom TiBase System®

Plattform	Schafthöhe (mm)	Gingivahöhe		
ø3.8	4.15	0.2	IPD/3A-IR-00/3D	IPD/3A-IR-01/3D
	6.5		IPD/3A-IR-02/3D	IPD/3A-IR-03/3D



SCHRAUBE

Plattform	Schlüssel	Sitz	Artikelnr.	Artikelnr. TiN
ø3.8	Hex 1.30	Konisch	IPD/3A-TR-00	IPD/3A-TR-00/TiN
	TPA		IPD/3A-TR-50	-
			IPD/3A-TR-51	-



ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL

Plattform	Artikelnr.	Art.-Nr. digital
ø3.8	IPD/3A-AR-00	IPD/3A-AR-00/3D
Untere Schraube	-	IPD/KA-TA-00
Seitliche Schraube	-	IPD/KA-TA-01



PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN

Plattform			Schraube Abformung
ø3.8	IPD/3A-PR-06	IPD/3A-PR-07	IPD/3A-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.



GINGIVAFORMER

Plattform	Höhe (mm)	Art.-Nr. digital
ø3.8	4.5	IPD/3A-DR-04

Schraube IPD/3A-TR-00 nicht enthalten.





Kompatibilitäten



CAMLOG®

Serie JB CONELOG®

[ϕ 3.3 / ϕ 3.8 / ϕ 4.3]





SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL

Plattform	Höhe (mm)		
ϕ 3.3	10	IPD/JB-ST-00	IPD/JB-ST-01
	15	IPD/JB-ST-02	-
ϕ 3.8	10	IPD/JB-SN-00	IPD/JB-SN-01
	15	IPD/JB-SN-02	-
ϕ 4.3	10	IPD/JB-SR-00	IPD/JB-SR-01
	15	IPD/JB-SR-02	-



Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TI BASE Custom Ti-Base System®

Plattform	Höhe (mm)		
ϕ 3.3	0.5	IPD/JB-IT-00/3D	IPD/JB-IT-01/3D
	1.5	IPD/JB-IT-02/3D	IPD/JB-IT-03/3D
ϕ 3.8	0.5	IPD/JB-IN-00/3D	IPD/JB-IN-01/3D
	1.5	IPD/JB-IN-02/3D	IPD/JB-IN-03/3D
ϕ 4.3	0.5	IPD/JB-IR-00/3D	IPD/JB-IR-01/3D
	1.5	IPD/JB-IR-02/3D	IPD/JB-IR-03/3D



SCHRAUBE

Plattform	Schlüssel	Sitz	Artikelnr.	Artikelnr. TiN
ϕ 3.3 ϕ 3.8 ϕ 4.3	Hex 1.25	Cónico	IPD/JB-TR-00 IPD/JB-TR-01	IPD/JB-TR-00/TiN

Die Referenz IPD/JB-TR-01 ist ein Abutment-Schraubenextraktor.
Der Säulenextraktor-Schrauben IPD/JB-TR-01 kann nicht verwendet werden, wenn winklige Systeme mit dem ConeLog-System® verwendet werden.



ANALOG / DIGITAL ANALOG

Plattform	Artikelnr.	Art.-Nr. digital
ϕ 3.3	IPD/JB-AT-00	IPD/JB-AT-00/3D
ϕ 3.8	IPD/JB-AN-00	IPD/JB-AN-00/3D
ϕ 4.3	IPD/JB-AR-00	IPD/JB-AR-00/3D
Untere Schraube	-	IPD/KA-TA-00
Seitliche Schraube	-	IPD/KA-TA-01





MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT Gerade, 17° und 30°

Plattform	Höhe (mm)	Gerade	17°	30°
ø3.8	1.5	IPD/JB-MN-01	-	-
	2.5	IPD/JB-MN-02	IPD/JB-MN-12	-
	3.5	-	-	IPD/JB-MN-33
ø4.3	1.5	IPD/JB-MR-01	-	-
	2.5	IPD/JB-MR-02	IPD/JB-MR-12	-
	3.5	-	-	IPD/JB-MR-33

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen.



PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN

Plattform			Schraube Abformung
ø3.3	IPD/JB-PT-06	IPD/JB-PT-07	
ø3.8	IPD/JB-PN-06	IPD/JB-PN-07	IPD/JB-TR-00/C
ø4.3	IPD/JB-PR-06	IPD/JB-PR-07	

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.



PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN

Plattform	Höhe (mm)	Artikelnr.
ø3.8	2.0	IPD/JB-LN-02
	3.0	IPD/JB-LN-03
	4.0	IPD/JB-LN-04
ø4.3	2.0	IPD/JB-LR-02
	3.0	IPD/JB-LR-03
	4.0	IPD/JB-LR-04



GINGIVAFORMER

Plattform	Höhe (mm)	Artikelnr.
ø3.3	2.0	IPD/JB-DT-02
	4.0	IPD/JB-DT-04
	6.0	IPD/JB-DT-06
ø3.8	2.0	IPD/JB-DN-02
	4.0	IPD/JB-DN-04
	6.0	IPD/JB-DN-06
ø4.3	2.0	IPD/JB-DR-02
	4.0	IPD/JB-DR-04
	6.0	IPD/JB-DR-06





C/ Rosa dels Vents, 9-15
08338 Premià de Dalt (Barcelona)

Phone: (+34) 93 278 84 91
info@ipd2004.com
www.ipd2004.com

