




NUEVAS
COMPATIBILIDADES
DISPONIBLES
2024







Compatibilidad GALIMPLANT®

Serie 3A MULTI-POSICIÓN ESTÉTICO® [ø3.8]





SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TÁCTIL

Plataforma	Altura (mm)		
ø3.8	10	IPD/3A-SR-00	IPD/3A-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



Ti-BASE Custom TiBase System®

Plataforma	Altura poste (mm)	Altura gingival		
ø3.8	4.15	0.2	IPD/3A-IR-00/3D	IPD/3A-IR-01/3D
	6.5		IPD/3A-IR-02/3D	IPD/3A-IR-03/3D



TORNILLO

Plataforma	Llave	Asiento	Referencia	Referencia TiN
ø3.8	Hex 1.30	Cónico	IPD/3A-TR-00	IPD/3A-TR-00/TiN
	TPA		IPD/3A-TR-50	-
			IPD/3A-TR-51	-

 HEX 1.30 Longitudes 18/25/32 mm.

 Longitudes 18/25/32 mm.



ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL

Plataforma	Referencia	Referencia Digital
ø3.8	IPD/3A-AR-00	IPD/3A-AR-00/3D
Tornillo inferior	-	IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral	-	IPD/KA-TA-01



PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA

Plataforma			Tornillo Coping
ø3.8	IPD/3A-PR-06	IPD/3A-PR-07	IPD/3A-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresión usando el tornillo coping.



PILAR DE CICATRIZACIÓN

Plataforma	Altura (mm)	Referencia Digital
ø3.8	4.5	IPD/3A-DR-04

Tornillo IPD/3A-TR-00 no incluido.





Compatibilidad CAMLOG®

Serie JB CONELOG® [ø3.3 / ø3.8 / ø4.3]



SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TÁCTIL

Plataforma	Altura (mm)		
ø3.3	10	IPD/JB-ST-00	IPD/JB-ST-01
	15	IPD/JB-ST-02	-
ø3.8	10	IPD/JB-SN-00	IPD/JB-SN-01
	15	IPD/JB-SN-02	-
ø4.3	10	IPD/JB-SR-00	IPD/JB-SR-01
	15	IPD/JB-SR-02	-



Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

TI BASE Custom Ti-Base System®

Plataforma	Altura (mm)		
ø3.3	0.5	IPD/JB-IT-00/3D	IPD/JB-IT-01/3D
	1.5	IPD/JB-IT-02/3D	IPD/JB-IT-03/3D
ø3.8	0.5	IPD/JB-IN-00/3D	IPD/JB-IN-01/3D
	1.5	IPD/JB-IN-02/3D	IPD/JB-IN-03/3D
ø4.3	0.5	IPD/JB-IR-00/3D	IPD/JB-IR-01/3D
	1.5	IPD/JB-IR-02/3D	IPD/JB-IR-03/3D



TORNILLO

Plataforma	Llave	Asiento	Referencia	Referencia TiN
ø3.3 ø3.8 ø4.3	Hex 1.25	Cónico	IPD/JB-TR-00	IPD/JB-TR-00/TiN
			IPD/JB-TR-01	-

La referencia IPD/JB-TR-01 es un tornillo extractor de pilar.

El tornillo extractor de pilares IPD/JB-TR-01 no puede utilizarse si se utilizan sistemas angulados con el sistema ConeLog®.

Longitudes 18/25/32 mm.



ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL

Plataforma	Referencia	Referencia Digital
ø3.3	IPD/JB-AT-00	IPD/JB-AT-00/3D
ø3.8	IPD/JB-AN-00	IPD/JB-AN-00/3D
ø4.3	IPD/JB-AR-00	IPD/JB-AR-00/3D
Tornillo inferior	-	IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral	-	IPD/KA-TA-01



PILAR MULTI-UNIT RECTO



Recto, 17° y 30°

Plataforma	Altura (mm)	Recto	17°	30°
ø3.8	1.5	IPD/JB-MN-01	-	-
	2.5	IPD/JB-MN-02	IPD/JB-MN-12	-
	3.5	-	-	IPD/JB-MN-33
ø4.3	1.5	IPD/JB-MR-01	-	-
	2.5	IPD/JB-MR-02	IPD/JB-MR-12	-
	3.5	-	-	IPD/JB-MR-33

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.



PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA

Plataforma			Tornillo Coping
ø3.3	IPD/JB-PT-06	IPD/JB-PT-07	
ø3.8	IPD/JB-PN-06	IPD/JB-PN-07	IPD/JB-TR-00/C
ø4.3	IPD/JB-PR-06	IPD/JB-PR-07	

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresión usando el tornillo coping.



PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma	Altura (mm)	Referencia
ø3.8	2.0	IPD/JB-LN-02
	3.0	IPD/JB-LN-03
	4.0	IPD/JB-LN-04
ø4.3	2.0	IPD/JB-LR-02
	3.0	IPD/JB-LR-03
	4.0	IPD/JB-LR-04



PILAR DE CICATRIZACIÓN

Plataforma	Altura (mm)	Referencia
ø3.3	2.0	IPD/JB-DT-02
	4.0	IPD/JB-DT-04
	6.0	IPD/JB-DT-06
ø3.8	2.0	IPD/JB-DN-02
	4.0	IPD/JB-DN-04
	6.0	IPD/JB-DN-06
ø4.3	2.0	IPD/JB-DR-02
	4.0	IPD/JB-DR-04
	6.0	IPD/JB-DR-06





C/ Rosa dels Vents, 9-15
08338 Premià de Dalt (Barcelona)

Phone: (+34) 93 278 84 91
info@ipd2004.com
www.ipd2004.com

