



NOUVELLES COMPATIBILITÉS DISPONIBLES

2024








Compatibilité

GALIMPLANT[®]

Série 3A MULTI-POSITION ESTHÉTIQUE[®] [ø3.8]





SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE

Plate-forme	Hauteur (mm)		
ø3.8	10	IPD/3A-SR-00	IPD/3A-SR-01

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.




Ti-BASE Custom TiBase System[®]

Plate-forme	Hauteur (mm)	Hauteur gingivale		
ø3.8	4.15	0.2	IPD/3A-IR-00/3D	IPD/3A-IR-01/3D
	6.5		IPD/3A-IR-02/3D	IPD/3A-IR-03/3D



VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES

Plate-forme	Clé	Assise	Référence	Référence TiN
ø3.8	Hex 1.30	Conique	IPD/3A-TR-00	IPD/3A-TR-00/TiN
	TPA		IPD/3A-TR-50	-
			IPD/3A-TR-51	-



ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE

Plate-forme	Référence	Réf. numérique
ø3.8	IPD/3A-AR-00	IPD/3A-AR-00/3D
Vis inférieure	-	IPD/KA-TA-00
Vis latérale	-	IPD/KA-TA-01



PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT

Plate-forme			Vis de coiffe
ø3.8	IPD/3A-PR-06	IPD/3A-PR-07	IPD/3A-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte avec la vis de coiffe.



PILIER DE CICATRISATION

Plate-forme	Hauteur (mm)	Réf. numérique
ø3.8	4.5	IPD/3A-DR-04

Vis IPD/3A-TR-00 non inclus.






Compatibilité



CAMLOG®

Série **JB CONELOG®**

[ϕ 3.3 / ϕ 3.8 / ϕ 4.3 / ϕ 5.0]





SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE

Plate-forme	Hauteur (mm)		
ϕ 3.3	10	IPD/JB-ST-00	IPD/JB-ST-01
	15	IPD/JB-ST-02	-
ϕ 3.8	10	IPD/JB-SN-00	IPD/JB-SN-01
	15	IPD/JB-SN-02	-
ϕ 4.3	10	IPD/JB-SR-00	IPD/JB-SR-01
	15	IPD/JB-SR-02	-



Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

Ti-BASE Custom TiBase System®

Plate-forme	Hauteur (mm)		
ϕ 3.3	0.5	IPD/JB-IT-00/3D	IPD/JB-IT-01/3D
	1.5	IPD/JB-IT-02/3D	IPD/JB-IT-03/3D
ϕ 3.8	0.5	IPD/JB-IN-00/3D	IPD/JB-IN-01/3D
	1.5	IPD/JB-IN-02/3D	IPD/JB-IN-03/3D
ϕ 4.3	0.5	IPD/JB-IR-00/3D	IPD/JB-IR-01/3D
	1.5	IPD/JB-IR-02/3D	IPD/JB-IR-03/3D



VIS

Plate-forme	Clé	Assise	Référence	Référence TiN
ϕ 3.3 ϕ 3.8 ϕ 4.3	Hex 1.25	Conique	IPD/JB-TR-00 IPD/JB-TR-01	IPD/JB-TR-00/TiN -

La référence IPD/JB-TR-01 est une vis d'extraction de pilier.

Le tornillo d'extraction de pilier IPD/JB-TR-01 ne peut pas être utilisée si des systèmes angulaires sont utilisés avec le système ConeLog®.

 Longueurs 18/25/32 mm.



ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE

Plate-forme	Référence	Réf. numérique
ϕ 3.3	IPD/JB-AT-00	IPD/JB-AT-00/3D
ϕ 3.8	IPD/JB-AN-00	IPD/JB-AN-00/3D
ϕ 4.3	IPD/JB-AR-00	IPD/JB-AR-00/3D
Vis inférieure	-	IPD/KA-TA-00
Vis latérale	-	IPD/KA-TA-01



PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ



Droit, 17° y 30°

Plate-forme	Hauteur (mm)	Droit	17°	30°
ø3.8	1.5	IPD/JB-MN-01	-	-
	2.5	IPD/JB-MN-02	IPD/JB-MN-12	-
	3.5	-	-	IPD/JB-MN-33
ø4.3	1.5	IPD/JB-MR-01	-	-
	2.5	IPD/JB-MR-02	IPD/JB-MR-12	-
	3.5	-	-	IPD/JB-MR-33

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.



PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT

Plate-forme			Vis de coiffe
ø3.3	IPD/JB-PT-06	IPD/JB-PT-07	IPD/JB-TR-00/C
ø3.8	IPD/JB-PN-06	IPD/JB-PN-07	
ø4.3	IPD/JB-PR-06	IPD/JB-PR-07	

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte avec la vis de coiffe.



PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES

Plate-forme	Hauteur (mm)	Référence
ø3.8	2.0	IPD/JB-LN-02
	3.0	IPD/JB-LN-03
	4.0	IPD/JB-LN-04
ø4.3	2.0	IPD/JB-LR-02
	3.0	IPD/JB-LR-03
	4.0	IPD/JB-LR-04



PILIER DE CICATRISATION

Plate-forme	Hauteur (mm)	Référence
ø3.3	2.0	IPD/JB-DT-02
	4.0	IPD/JB-DT-04
	6.0	IPD/JB-DT-06
ø3.8	2.0	IPD/JB-DN-02
	4.0	IPD/JB-DN-04
	6.0	IPD/JB-DN-06
ø4.3	2.0	IPD/JB-DR-02
	4.0	IPD/JB-DR-04
	6.0	IPD/JB-DR-06





C/ Rosa dels Vents, 9-15
08338 Premià de Dalt (Barcelona)

Phone: (+34) 93 278 84 91
info@ipd2004.com
www.ipd2004.com

