



Compatibilità

Serie AB MULTI-UNIT [ø4.8]



SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE

Piattaforma	Altezza (mm)		
ø4.8	10.0	IPD/AB-SR-00	IPD/AB-SR-01


Vite compresa. Driver esagonale da 1.20



SCAN TRANSFER

Piattaforma	Altezza (mm)		Screw
ø4.8	1.5	IPD/AB-SR-11	IPD/AB-TR-11/C

IPD/AB-SR-11 includes screw and a protective cap



TI BASE


Piattaforma	Post height (mm)	Gingival height		
			IPD/AB-IR-00/3D	-
ø4.8	3.5	0.5	-	IPD/AB-IR-01/3D
		0.2	-	IPD/AB-IR-01
	4.0	0.2	-	IPD/AB-IR-11/3D
		0.5	-	IPD/AB-IR-02/3D
	6.5	0.2	-	IPD/AB-IR-03/3D

Per gli accessori dell' **IPD Custom Ti-Base System®**, consultare pagina 147.
IPD/AB-IR-01 Si tratta di un'interfaccia per **IPD Hollow Screw System®**



VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI

Piattaforma	Driver	Altezza	Codice	Codice TiN
ø4.8	Unigrip	-	IPD/AB-TR-00	IPD/AB-TR-00/TiN
	TPA	For 3.5 mm high Ti-Base	-	IPD/AB-TR-50
	TPA	For 6.5 mm high Ti-Base	-	IPD/AB-TR-51



ANALOGO / ANALOGO DIGITALE


Piattaforma	Codice	Codice digitale
ø4.8	IPD/AB-AR-00	IPD/AB-AR-00/3D
Vite Inferiore	-	IPD/KA-TA-00
Vite Laterale	-	IPD/KA-TA-01



MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO

Piattaforma			Vite Transfer
ø4.8	IPD/AB-PR-01	IPD/AB-PR-00	IPD/AB-TR-00/C
	-	IPD/AB-PR-06	-

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.
IPD/AB-PR-06 corresponds to the Classic design and cannot be used as a coping.



TRANSFER CUCCHIAIO APERTO E CHIUSO

Piattaforma		Codice
ø4.8	Transfer cucchiaio aperto	IPD/AB-CR-00
	Transfer cucchiaio chiuso	IPD/AB-CR-01

Design classico.



MONCONE DI GUARIGIONE Titanio / Plastica

Piattaforma	Material	Codice
ø4.8	Plastic	IPD/AB-DR-00
	Titanio	IPD/AB-DR-01

Non include la vite IPD/AB-TR-00



CALCINABILE


Piattaforma	
ø4.8	IPD/AB-RR-00





PSD PER MULTI-UNIT

Piattaforma	Unità	Altezza	Codice
ø4.8	2	3.35 mm	IPD/AB-LR-02

Per gli accessori del sistema PSD, Consultare pagina 169.



MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr Diritto, 15° e 25°

Piattaforma	Angolazione		
	ø4.8	Diritto	IPD/AB-BR-00
15°		IPD/AB-BR-10	IPD/AB-BR-11
25°		IPD/AB-BR-20	IPD/AB-BR-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale		Scan Body	
ø4.8	Diritto / Angolato	IPD/AB-BR-00/3D	IPD/AB-BR-01/3D
			IPD/SC-AN-B2

Tutti i monconi sovralfondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.



ANGLED MULTI-UNIT CARRIER

Piattaforma	Codice
ø4.8	IPD/LL-TM-00



SCREWDRIVER

Lunghezza (mm)	Driver	Codice
18	Unigrip	IPD/PU-00-18
25	Unigrip	IPD/PU-00-25
32	Unigrip	IPD/PU-00-32
20	2.0 Hex	Diritto Multi-unit abutment
		IPD/LL-AB-00

