



Compatibilidad OSSTEM IMPLANT®

Serie OB TSIII [ø3.5 M / ø4.0 R]



SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TÁCTIL

Plataforma	Altura (mm)		
ø3.5 M	10	IPD/OB-SN-00	IPD/OB-SN-01
	15	IPD/OB-SN-02	-
ø4.0 R	10	IPD/OB-SR-00	IPD/OB-SR-01
	15	IPD/OB-SR-02	-

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

Los componentes no son compatibles con la plataforma ø3.0 MN.



TI BASE Custom Ti-Base System®

Plataforma	Altura (mm)		
ø3.5 M	1.0	IPD/OB-IN-00/3D	IPD/OB-IN-01/3D
	2.0	IPD/OB-IN-02/3D	IPD/OB-IN-03/3D
	3.0	IPD/OB-IN-04/3D	IPD/OB-IN-05/3D
ø4.0 R	1.0	IPD/OB-IR-00/3D	IPD/OB-IR-01/3D
	2.0	IPD/OB-IR-02/3D	IPD/OB-IR-03/3D
	3.0	IPD/OB-IR-04/3D	IPD/OB-IR-05/3D

Consulte la página 147 para conocer los accesorios Custom Ti-Base System®.

Los componentes no son compatibles con la plataforma ø3.0 MN.




TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PRÓTESIS ANGULADAS

Plataforma	Llave	Asiento	Referencia	Referencia TiN
ø3.5 M	Hex 1.20	Cónico	IPD/OB-TN-00	IPD/OB-TN-00/TiN
ø4.0 R			IPD/OB-TR-00	IPD/OB-TR-00/TiN
ø3.5 M	TPA	Cónico	-	IPD/OB-TN-50
ø4.0 R			-	IPD/OB-TR-50

HEX 1.20 Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la página 184 para más información.

Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la página 186 para más información.



ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL

Plataforma	Referencia	Referencia Digital
ø3.5 M	IPD/OB-AN-00	IPD/OB-AN-00/3D
ø4.0 R	IPD/OB-AR-00	IPD/OB-AR-00/3D
Tornillo inferior	-	IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral	-	IPD/KA-TA-01

Los componentes no son compatibles con la plataforma ø3.0 MN.



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO



Recto, 17° y 30°

Plataforma	Altura (mm)	Recto	17°	30°
ø3.5 M	1.5	IPD/OB-MN-01	-	-
	2.5	IPD/OB-MN-02	IPD/OB-MN-12	-
	3.5	IPD/OB-MN-03	IPD/OB-MN-13	IPD/OB-MN-33
	4.5	IPD/OB-MN-04	-	IPD/OB-MN-34
	5.5	IPD/OB-MN-05	-	-
ø4.0 R	1.5	IPD/OB-MR-01	-	-
	2.5	IPD/OB-MR-02	IPD/OB-MR-12	-
	3.5	IPD/OB-MR-03	IPD/OB-MR-13	IPD/OB-MR-33
	4.5	IPD/OB-MR-04	-	IPD/OB-MR-34
	5.5	IPD/OB-MR-05	-	-




Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples. Consulte la página 157 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA

Plataforma			Tornillo Coping
ø3.5 M	IPD/OB-PN-06	IPD/OB-PN-07	IPD/OB-TN-00/C
ø4.0 R	IPD/OB-PR-06	IPD/OB-PR-07	IPD/OB-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresión usando el tornillo coping.

Los componentes no son compatibles con la plataforma ø3.0 MN.





PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma	Altura (mm)	Referencia
ø3.5 M	1.0	IPD/OB-LN-01
	2.0	IPD/OB-LN-02
	3.0	IPD/OB-LN-03
	4.0	IPD/OB-LN-04
	5.0	IPD/OB-LN-05
ø4.0 R	1.0	IPD/OB-LR-01
	2.0	IPD/OB-LR-02
	3.0	IPD/OB-LR-03
	4.0	IPD/OB-LR-04
	5.0	IPD/OB-LR-05



Consulte la página 169 los accesorios del sistema PSD.

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15° y 25°

Plataforma	Angulación			
ø3.5 M	Recto	IPD/OB-BN-00	IPD/OB-BN-01	
	15°	IPD/OB-BN-10	IPD/OB-BN-11	
ø4.0 R	Recto	IPD/OB-BR-00	IPD/OB-BR-01	
	15°	IPD/OB-BR-10	IPD/OB-BR-11	
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital			Scan Body	
ø3.5 M	Recto / Angulado	IPD/OB-BN-00/3D	IPD/OB-BN-01/3D	IPD/SC-AN-B1
ø4.0 R	Recto / Angulado	IPD/OB-BR-00/3D	IPD/OB-BR-01/3D	IPD/SC-AN-B1



Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Plataforma	Altura (mm)	Referencia
ø3.5 M	3.0	IPD/OB-DN-03
	5.0	IPD/OB-DN-05
	7.0	IPD/OB-DN-07
ø4.0 R	3.0	IPD/OB-DR-03
	5.0	IPD/OB-DR-05
	7.0	IPD/OB-DR-07

