



Compatibilità OSSTEM IMPLANT®

Serie OB TSIII [ϕ 3.5 M / ϕ 4.0 R]



SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE

Piattaforma	Altezza (mm)		
ϕ 3.5 M	10	IPD/OB-SN-00	IPD/OB-SN-01
	15	IPD/OB-SN-02	-
ϕ 4.0 R	10	IPD/OB-SR-00	IPD/OB-SR-01
	15	IPD/OB-SR-02	-

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20.

I componenti non sono compatibili con la piattaforma ϕ 3.0 MN.



TI BASE Custom Ti-Base System®

Piattaforma	Altezza (mm)		
ϕ 3.5 M	1.0	IPD/OB-IN-00/3D	IPD/OB-IN-01/3D
	2.0	IPD/OB-IN-02/3D	IPD/OB-IN-03/3D
	3.0	IPD/OB-IN-04/3D	IPD/OB-IN-05/3D
ϕ 4.0 R	1.0	IPD/OB-IR-00/3D	IPD/OB-IR-01/3D
	2.0	IPD/OB-IR-02/3D	IPD/OB-IR-03/3D
	3.0	IPD/OB-IR-04/3D	IPD/OB-IR-05/3D

Per gli accessori dell' Custom Ti-Base System®, consultare pagina 147.

I componenti non sono compatibili con la piattaforma ϕ 3.0 MN.




VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI

Piattaforma	Driver	Battuta	Codice	Codice TiN
ϕ 3.5 M	Hex 1.20	Conica	IPD/OB-TN-00	IPD/OB-TN-00/TiN
ϕ 4.0 R			IPD/OB-TR-00	IPD/OB-TR-00/TiN
ϕ 3.5 M	TPA		-	IPD/OB-TN-50
ϕ 4.0 R			-	IPD/OB-TR-50

Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni consultare pag. 184

Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni consultare pag. 186



ANALOGO / ANALOGO DIGITALE

Piattaforma	Codice	Codice digitale
ø3.5 M	IPD/OB-AN-00	IPD/OB-AN-00/3D
ø4.0 R	IPD/OB-AR-00	IPD/OB-AR-00/3D
Vite Inferiore	-	IPD/KA-TA-00
Vite Laterale	-	IPD/KA-TA-01

I componenti non sono compatibili con la piattaforma ø3.0 MN.



MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO



Diritto, 17° e 30°

Piattaforma	Altezza (mm)	Diritto	17°	30°
ø3.5 M	1.5	IPD/OB-MN-01	-	-
	2.5	IPD/OB-MN-02	IPD/OB-MN-12	-
	3.5	IPD/OB-MN-03	IPD/OB-MN-13	IPD/OB-MN-33
	4.5	IPD/OB-MN-04	-	IPD/OB-MN-34
	5.5	IPD/OB-MN-05	-	-
ø4.0 R	1.5	IPD/OB-MR-01	-	-
	2.5	IPD/OB-MR-02	IPD/OB-MR-12	-
	3.5	IPD/OB-MR-03	IPD/OB-MR-13	IPD/OB-MR-33
	4.5	IPD/OB-MR-04	-	IPD/OB-MR-34
	5.5	IPD/OB-MR-05	-	-




I nostri monconi Multi-unit dritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. Consultare la pagina 157 per gli accessori del sistema Multi-unit.

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO

Piattaforma			Vite Transfer
ø3.5 M	IPD/OB-PN-06	IPD/OB-PN-07	IPD/OB-TN-00/C
ø4.0 R	IPD/OB-PR-06	IPD/OB-PR-07	IPD/OB-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

I componenti non sono compatibili con la piattaforma ø3.0 MN.





PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE

Piattaforma	Altezza (mm)	Codice
ø3.5 M	1.0	IPD/OB-LN-01
	2.0	IPD/OB-LN-02
	3.0	IPD/OB-LN-03
	4.0	IPD/OB-LN-04
	5.0	IPD/OB-LN-05
ø4.0 R	1.0	IPD/OB-LR-01
	2.0	IPD/OB-LR-02
	3.0	IPD/OB-LR-03
	4.0	IPD/OB-LR-04
	5.0	IPD/OB-LR-05



Per gli accessori del sistema PSD, Consultare pagina 169.

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr Diritto, 15° e 25°

Piattaforma	Angolazione			
ø3.5 M	Diritto	IPD/OB-BN-00	IPD/OB-BN-01	
	15°	IPD/OB-BN-10	IPD/OB-BN-11	
ø4.0 R	Diritto	IPD/OB-BR-00	IPD/OB-BR-01	
	15°	IPD/OB-BR-10	IPD/OB-BR-11	
Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale			Scan Body	
ø3.5 M	Diritto / Angolato	IPD/OB-BN-00/3D	IPD/OB-BN-01/3D	IPD/SC-AN-B1
ø4.0 R	Diritto / Angolato	IPD/OB-BR-00/3D	IPD/OB-BR-01/3D	IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovralfondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.



MONCONE DI GUARIGIONE

Piattaforma	Altezza (mm)	Codice
ø3.5 M	3.0	IPD/OB-DN-03
	5.0	IPD/OB-DN-05
	7.0	IPD/OB-DN-07
ø4.0 R	3.0	IPD/OB-DR-03
	5.0	IPD/OB-DR-05
	7.0	IPD/OB-DR-07

